



GUIDE AU CHOIX DES COUSSINS

SOLUTION WINNCARE

RISQUE D'ESCARRE
**FAIBLE
À MODÉRÉ¹**

Coussin **Catégorie 1B**

PAS D'ESCARRE
UTILISATEUR HORS
CONTRE-INDICATION

GEL VISCOFLUIDE SUR BASE HR



RISQUE D'ESCARRE
MOYEN À ÉLEVÉ¹

Coussin **Catégorie 2**

UTILISATEUR **SANS TROUBLE
DE LA STABILITÉ**

UTILISATEUR **AVEC TROUBLE
DE LA STABILITÉ**

MOUSSE VISCOÉLASTIQUE

MOUSSE VISCOÉLASTIQUE



avec butée Pelvienne

RISQUE D'ESCARRE
ÉLEVÉ¹

avec risques spécifiques d'escarres ischiatiques

Coussin **Catégorie 3**

PLUSIEURS ESCARRES STADE 1 à 4 HORS ZONE D'APPUI

UTILISATEUR
SANS ASYMÉTRIE D'APPUI

UTILISATEUR
AVEC ASYMÉTRIE D'APPUI

AIR STATIQUE

AIR MOTORISÉ²

AIR STATIQUE

