

À commander sur le site (35) Miniac-Morvan



Score sur l'Échelle de Braden



INDICATIONS HAS

Support de fauteuil d'aide à la prévention de l'escarre chez les patients à risque **MODÉRÉ** à **ÉLEVÉ** de survenue d'escarre (selon jugement clinique et échelles), sans asymétrie d'appui et sans risque de « glissé avant ».

20 ≤ 100kg
pour les largeur ≤ 45cm

20 ≤ 110kg
pour les largeur ≤ 46cm



NORMES FEUX
EN 597 part 1 & 2

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Coussin moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme (80kg/m^3) favorisant l'immersion du corps dans la matière pour augmenter les points de contact et réduire ainsi les valeurs de pressions maximales
- ▶ Épaisseur de mousse viscoélastique sous les ischions de 6 cm
- ▶ Galbe au niveau des cuisses pour favoriser leur bon alignement
- ▶ Housse de protection amovible, extensible, et respirante pour une thermorégulation lors d'une assise prolongée.
- ▶ Base de la housse inférieure anti-dérapante pour garantir un bon maintien du coussin sur l'assise
- ▶ 1 hauteur : 8cm, plusieurs largeurs et profondeurs
- ▶ Coussin KALLI VISCO livré avec 2 housses PHARMATEX


	CODE LPPR	TARIF AVEC PLV (€TTC)
Coussin KALLI VISCO, standard	1231233	69,00
Coussin KALLI VISCO, standard < 38cm	1272344	81,00
Coussin KALLI VISCO, standard < 45cm	1262713	81,00

LES + PRODUIT

- Versatile: convient à tous types de patients
- Galbé: pour une bonne stabilisation du bassin
- Nombreuses tailles et largeurs / profondeurs

Une bonne répartition des pressions en alliant un bon positionnement et un confort en position assise

Mousse viscoélastique



Conseils d'entretien du coussin

- ▶ Éponge et eau savonneuse ou produit désinfectant
- ▶ Nettoyage vapeur saturante sans ajout de formol
- ▶ Bien laisser sécher à l'air libre avant de remettre la housse



Les conseils de Sonia Baudry

Ergothérapeute D.E.

"Je recommande le Kalli visco aux personnes qui ont besoin de repères anatomiques pour s'installer correctement au fauteuil. Ce coussin prévient le risque de formation d'escarres lié à un mauvais positionnement du bassin et des membres inférieurs."

DIMENSIONS (lxPxH)	RÉFÉRENCES	HOUSSE DE RECHANGE
34 x 36 x 8 cm	17.17209	17.17209H
34 x 38 x 8 cm	17.17212	17.17212H
36 x 36 x 8 cm	17.17214	17.17214H
36 x 38 x 8 cm	17.17216	17.17216H
37,5 x 38 x 8 cm	17.17234	17.17234H
38 x 42 x 8 cm	17.17217	17.17217H
40 x 40 x 8 cm	17.17294	17.17294H
40 x 42 x 8 cm	17.17218	17.17218H
40 x 45 x 8 cm	17.17219	17.17219H
42 x 38 x 8 cm	17.17228	17.17228H
42 x 40 x 8 cm	17.17226	17.17226H
42 x 42 x 8 cm	17.17295	17.17295H
42 x 45 x 8 cm	17.17227	17.17227H
43 x 44 x 8 cm	17.17267	17.17267H
45 x 40 x 8 cm	17.17225	17.17225H
46 x 45 x 8 cm	17.17235	17.17235H
48 x 40 x 8 cm	17.17229	17.17229H
48 x 43 x 8 cm	17.17236	17.17236H
48 x 45 x 8 cm	17.17271	17.17271H
50 x 45 x 8 cm	17.17299	17.17299H

À commander
sur le site (35)
Miniac-Morvan




KALLI
HR

**Solution aux problématiques de confort d'assise au
fauteuil roulant ou siège classique**

Adjonction au fauteuil

Composition :
Mousse haute résilience
de 17Kg/m³



Mousse HR

DIMENSIONS (LxPxH)	RÉFÉRENCES	HOUSSE DE RECHANGE
38 x 38 x 8 cm	234H	04.234H
40 x 40 x 8 cm	294H	04.294H
42 x 42 x 8 cm	295H	04.295H
43 x 44 x 8 cm	297H	04.297H
46 x 45 x 8 cm	235H	04.235H
48 x 43 x 8 cm	236H	04.236H
50 x 45 x 8 cm	299H	04.299H

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Composé de mousse HR : 17 kg/m³
- ▶ Galbé
- ▶ Housse Jersey 100% coton avec dessous anti glisse