



# PANNEAUX DE LIT

# WINCARE

## MADELIA



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS collé RAL 7030

## ABÉLIA\*



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS collés, RAL 7030
- ▶ Main courante métal peint RAL 7030

## CARMEN



Panneau tête

- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS assortis



Panneau pied

- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS assortis
- ▶ Main courante métal peint RAL 7030

## STYLVIA \*



Panneau tête

- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS assortis



Panneau pied

- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS assortis
- ▶ Main courante métal peint RAL 7030

## VAL DE VIE



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Entourage RAL 7030

## AUZENCE



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Entourage RAL 7030

## MEDIDOM



Panneau tête

- ▶ Décor intérieur Dragonnier Clair
- ▶ Chants assortis



Panneau pied

- ▶ Décor intérieur Dragonnier Clair
- ▶ Chants assortis

## NOVIDA \*



Panneau tête

- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants assortis
- ▶ Forme des panneaux tête et pied identique
- ▶ Dimensions panneaux tête et pied différentes

## KALIN



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS assortis

## WINNEA®



- ▶ Décor Magnolia
- ▶ Entourage RAL 1013
- ▶ Panneau tête escamotable



Option porte couverture pour panneau pied

- ▶ Décor Magnolia
- ▶ Entourage RAL 1013
- ▶ Option porte couverture



WINNEA DESIGN

\* Les panneaux Stylvia et Novida, sont conçus uniquement pour recevoir les demi-barrières aluminium. Les panneaux Abélia s'adaptent aussi bien pour les demi-barrières aluminium, que pour les autres accessoires.

## DÉCORS EN MÉLAMINÉ ET CHANTS ASSORTIS

PANNEAUX DE LIT (ET MOBILIER – voir section Mobilier)



Érable Kiruna (1)



Orme Baron



Dragonnier Clair (1)



Chêne Lindberg (1)




Armagnac (1)



Dragonnier Gris (1)



Chêne Milano Foncé (1)



Craie



Magnolia \*



Rose (2)



Cadiz (2)



Hudson \*



Rouge Siena

## DES ENTOURAGES

BARRIÈRES BOIS (ET CHÂSSIS DES FAUTEUILS – voir section Mobilier)

### VERNIS



Hêtre Clair



Merisier Pourpre




Hêtre Foncé



Érable After Eight

### LAQUE



RAL 9016



RAL 1013



RAL 7030



RAL 8025



RAL 8004



RAL 7016

(1) Compatible avec panneaux CARMEN, MEDIDOM, STYLIVIA et NOVIDA épaisseur 30 mm

(2) Compatible avec panneaux KALIN épaisseur 30 mm

\* Coloris également disponibles sur des panneaux en Compact



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PANNEAUX

| PANNEAUX                              | COLORIS STANDARDS  |  | COLORIS INCOMPATIBLES   | LARGEUR DU SOMMIER<br>(Dimension en cm) |    |     |     |     |     | DIMENSIONS<br>(Dimension en mm) | MATÉRIAUX <sup>(3)</sup> |                 |              |
|---------------------------------------|--------------------|--|---|---|----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
|                                       | Intérieur décor    | Chants / métal<br>(main courante, bouchons polyéthylène, ...)                |   | 80                                      | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |                                 | PANNEAUX                 | MAINS COURANTES |              |
|                                       |                    |  |   |   |    |     |     |     |     |                                 |                          |                 |              |
| MADELIA                               | ● Chêne Lindberg   | ● RAL 7030 (chants)  | N/A   |   | ●  |     |     |     |     | 19                              | Agglo                    | -               |              |
| ABÉLIA                                | ● Chêne Lindberg   | ● RAL 7030 (chants ABS collés RAL, mains courantes et bouchons polyéthylène) | N/A   |   | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   | 19                              | Agglo                    | Acier           |              |
| ABÉLIA pour demi-barrières aluminium  |                    |  |   |   | ●  | ●   | ●   |     |     |                                 | 19                       | Agglo           | Acier        |
| CARMEN                                | ● Chêne Lindberg   | ● Chêne Lindberg (chants)  | Orme Baron, Craie, Magnolia, Rose, Cadiz, Hudson, Rouge Siena |   | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   | 30                              | Agglo                    | Acier (pied)    |              |
| CARMEN réserv. bar.bois               |                    |  |   |   | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   | 30                              | Agglo                    | Acier (pied)    |              |
| CARMEN HÔTELIER                       |                    |  |   | ● RAL 7030 (main courante)              |    | ●   |     |     |     |                                 | 30                       | Agglo           | Acier (pied) |
| STYLVIA pour demi-barrières aluminium |                    |  |   |   | ●  | ●   | ●   |     |     |                                 | 30                       | Agglo           | Acier        |
| VAL DE VIE                            | ● Chêne Lindberg   | ● Chêne Lindberg (chants ABS)  | N/A   |   | ●  | ●   |     |     |     | 30                              | Massif / Agglo           | Massif          |              |
| VAL DE VIE réserv. bar.bois           |                    | ● RAL 7030 (mains courantes, montant)  |   |   | ●  | ●   |     |     |     | 30                              | Massif / Agglo           | Massif          |              |
| AUZENCE                               | ● Dragonnier gris  | ● RAL 7030 (Chants, mains courantes)   | N/A   |   | ●  |     | ●   | ●   | ●   | 44                              | MDF / Montants Massif    | Acier           |              |
| MEDIDOM                               | ● Dragonnier Clair | ● Dragonnier Clair (chants)  | Orme Baron, Craie, Magnolia, Rose, Cadiz, Hudson, Rouge Siena |   | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   | 30                              | Agglo                    | -               |              |
| MEDIDOM HÔTELIER                      |                    |  |   |   | ●  |     |     |     |     | 30                              | Agglo                    | -               |              |
| NOVIDA pour demi-barrières aluminium  |                    |  |   |   | ●  | ●   | ●   |     |     |                                 | 30                       | Agglo           | -            |
| WINNEA FIXE (pied)                    | ● Compact Crème    | ● RAL 1013 (mains courantes)   | Tous sauf Compact Crème, Magnolia, Hudson                     |   | ●  | ●   | ●   |     |     | 8                               | Acier / Compact          | Acier           |              |
| WINNEA ESCAMOTABLE (tête)             |                    |  |   |   | ●  | ●   | ●   |     |     | 8                               | Acier / Compact          | Acier           |              |
| WINNEA DESIGN                         | ● Gris             | ● RAL 7047   |   |   | ●  |     |     |     |     | 40                              | Polypropylène            |                 |              |
| KALIN réserv. bar.bois                | ● Chêne Lindberg   | ● Chêne Lindberg (chants ABS)  | Orme Baron, Craie, Magnolia, Rose, Cadiz, Hudson, Rouge Siena | ●                                       |    |     |     |     |     | 30                              | MDF                      | Acier           |              |

Pour les collectivités, nous recommandons le choix de panneaux d'une épaisseur ≤ à 30 mm.



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PANNEAUX

| PANNEAUX                              | COMPATIBILITÉ SAM & BARRIÈRES |                  |                |                    |        | DIMENSIONS<br>Du dessus du sommier,<br>jusqu'au haut du panneau<br>(tête/pied) | DIMENSIONS HORS TOUT DU LIT EN CM<br>(Hors accessoires)<br>(Données à ajouter à la largeur et longueur du sommier) |              | CLASSEMENT<br>FEU |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------|--|--|--------------|-------------------|
|                                       | SAM                           | Barrière ¾ métal | Barrières bois | Demi-barrières alu | New'ee |  | LARGEUR  | LONGUEUR (2) |                   |
| MADELIA                               | ✓                             | ✓                | ✗              | ✗                  | ✓      | 35   | 10   | 6            | M3                |
| ABÉLIA                                | ✓                             | ✓                | ✗              | ✗                  | ✓      | 36   | 10   | 7            | M3                |
| ABÉLIA pour demi-barrières aluminium  | ✗                             | ✗                | ✗              | ✓                  | ✓      | 39   | 18   | 8            | M3                |
| CARMEN                                | ✓                             | ✓                | ✗              | ✗                  | ✓      | 41   | 17   | 9            | M3                |
| CARMEN réserv. bar.bois               | ✗                             | ✗                | ✓              | ✗                  | ✓      | 44   | 17   | 9            | M3                |
| CARMEN HÔTELIER                       | ✗                             | ✓                | ✗              | ✗                  | ✓      | 41   | 24   | 9            | M3                |
| STYLVIA pour demi-barrières aluminium | ✗                             | ✗                | ✗              | ✓                  | ✓      | 48   | 18   | 9            | M3                |
| VAL DE VIE                            | ✓                             | ✓                | ✗              | ✗                  | ✗      | 46/39  | 6  | 9            | M3                |
| VAL DE VIE réserv. bar.bois           | ✗                             | ✗                | ✓              | ✗                  | ✗      | 43,6   | 13   | 9            | M3                |
| AUZENCE                               | ✓                             | ✓                | ✗              | ✗                  | ✗      | 40   | 6  | 11           | M3                |
| MEDIDOM                               | ✓                             | ✓                | ✗              | ✗                  | ✓      | 37/14  | 6  | 8            | M3                |
| MEDIDOM HÔTELIER                      | ✗                             | ✓                | ✗              | ✗                  | ✓      | 37/14  | 20   | 8            | M3                |
| NOVIDA pour demi-barrières aluminium  | ✗                             | ✗                | ✗              | ✓                  | ✓      | 48   | 15   | 9            | M3                |
| WINNEA FIXE (pied)                    | ✓                             | ✓                | ✗              | ✗                  | ✗      | 48/44  | 15   | 13           | M2                |
| WINNEA ESCAMOTABLE (tête)             | ✓                             | ✓                | ✗              | ✗                  | ✗      | 45   | 15   | 13           | M2                |
| WINNEA DESIGN                         | ✓                             | ✓                | ✗              | ✗                  | ✗      | 45   | 15   | 13           | M3                |
| KALIN réserv. bar.bois                | ✗                             | ✗                | ✓              | ✗                  | ✗      | 43   | 13   | 8            | M3                |

Nos lits et leurs accessoires sont conçus et fabriqués dans le respect des exigences essentielles qui leurs sont applicables. Nous les avons soumis à des tests d'essai normalisés dans leurs configurations commerciales incluant des panneaux et des accessoires de notre fabrication, afin de vous assurer une sécurité et une performance maximales. Par conséquent, seule l'utilisation de panneaux et accessoires d'origine conditionne le maintien des clauses de garantie du bien au contrat et vous assure une utilisation sécurisée du lit médical et de ses accessoires.

WinnCare décline toute responsabilité dans le cas d'une combinaison non spécifiée ci-dessus.

Garantie mécanique, électrique et télécommande 5 ans\*

Garantie panneaux et accessoires 2 ans\*

\*Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures - voir instructions d'utilisations

<sup>(1)</sup> panneaux existants avec et sans réservations barrières bois

<sup>(2)</sup> LONGUEUR DU SOMMIER : 200 cm pour lit 90/100/120/140/160 cm et 160 cm pour lit 80 cm

<sup>(3)</sup> Agglo = Aggloméré avec chants ABS / MDF = Médium / Massif = Massif vernis ou laqué



# ACCESSOIRES DE LIT



« Accessoire de dispositif médical », tout article qui, sans être lui-même un dispositif médical, est destiné par son fabricant à être utilisé avec un ou plusieurs dispositifs médicaux donnés pour permettre une utilisation de ce ou ces derniers conforme à sa ou leur destination ou pour contribuer spécifiquement et directement à la fonction médicale du ou des dispositifs médicaux selon sa ou leur destination. » selon le Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (art. 2).




# ACCESSOIRES DE LIT

11



12



13



| DÉSIGNATION |  | ALDRYS  | X'PRESS (LOW) | X'PRIM  | MEDICALYS | GAMME AERYS   | XXL DIVISYS | XXL X'PRESS | DUO DIVISYS | KALIN             | DIMENSIONS   | FINITION / COMPOSITION     |
|-------------|--|---------|---------------|---------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|--|----------------------------|
| 1           | Barrière pied de lit<br>A682-00 Droite<br>A683-00 Gauche             | ✓       | ✓             | ✓       | ✓         | ✓   | ✓           | ✓           | ✗           | ✗                 | Longueur : 80 cm<br>Hauteur : 38,5 cm par rapport au sommier<br>Compatible avec rallonges de sommier | Métal peint                |
| 2           | Lampes de lecture<br>61300158 / 61300159                             | ✓       | ✓             | ✓       | ✓         | ✓   | ✓           | ✓           | ✓           | ✓                 | Fixation sur support tige porte sérum  | Métal peint                |
| 3           | Tige porte sérum 2 crochets<br>A1700 / A170001                       | ✓       | ✓             | ✓       | ✓         | ✓   | ✓           | ✓           | ✓           | ✓                 | 2 crochets : Hauteur fixe 120 cm<br>4 crochets : hauteur réglable 115-120 cm                         | Inox<br>Crochets plastique |
| 4           | Tige porte sérum télescopique<br>2 et 4 crochets<br>A8400 / A840001  | ✓       | ✓             | ✓       | ✓         | ✓   | ✓           | ✓           | ✓           | ✓                 | Hauteur réglable: 72 à 141 cm  | Crochets plastique         |
| 5           | Support flexible de télécommande<br>A230-00                          | ✓       | ✓             | ✓       | ✓         | ✓   | ✓           | ✓           | ✓           | ✗                 | ✗  | Aimant / Métal peint       |
| 6           | Butée murale   | A675-00 | ✗             | A551-00 | A633      | 670-00 (AÉRYS 90/100)<br>A670-00B (AÉRYS 90/100 avec roues masquées)<br>A663-00 (AÉRYS XXL) | A551-00     | ✗           | ✗           | De série          | ✗  | Métal peint                |
|             | Butée murale réglable<br>A684-00                                     | ✗       | ✗             | ✓       | ✗         | ✗   | ✓           | ✗           | ✗           | ✓                 | ✗  | Métal peint                |
| 7           | Rallonge de sommier  | ✓       | ✓             | ✓       | ✓         | ✓   | ✓           | ✓           | ✓           | ✗                 | Profondeur : 20 cm   | Métal peint                |
| 8           | Rallonge de sommier AERYS<br>Intégrée et escamotable                 | ✗       | ✗             | ✗       | ✗         | Lit largeur 90 uniquement   | ✗           | ✗           | ✗           | ✗                 | Profondeur : 20 cm<br>Largeur : 90 cm  | Métal peint                |
| 9           | Poignée d'appui<br>Compatible avec barrière et longs pans<br>A575-00 | ✓       | ✓             | ✓       | ✓         | ✓   | ✓           | ✓           | ✓           | ✗                 | Hauteur : 35 cm<br>Longueur : 29 cm  | Métal peint                |
| 10          | Potence d'angle  | ✓       | ✓             | ✓       | ✓         | ✓   | ✓           | ✓           | ✓           | Modèle spécifique | ✗  | Métal peint                |

| DÉSIGNATION |  | INFORMATIONS ET RÉFÉRENCES  |  |  |  | DIMENSIONS  | FINITION / COMPOSITION                         |
|-------------|--|---|--|--|--|---|--|
| 11          | Tapis d'amortissement Securform<br>07.2900                 | Conseils d'entretien de la mousse : Humidifier et frotter légèrement<br>Conseils d'entretien de la housse au quotidien : avec une éponge et de l'eau savonneuse, rinçage à l'eau claire.              |  |  |  | Déplié : 88 x 195 x 3 (l x L x H - en cm)<br>Plié : 88 x 65 x 9 (l x L x H - en cm) | Mousse viscoélastique, polyuréthane, polyester |
| 12          | Protections barrières de lit Évolution<br>(unité/paire)    | Barrières ¾ métal :<br>140cm: 07.2440U / 07.2440P<br>190cm: 07.2490U / 07.2490P   |  | Barrières bois :<br>140cm: 07.2540U / 07.2540P<br>190cm: 07.2590U / 07.2590P |  | 140/190cm x 30cm  | Mousse HR, polyester, polyuréthane             |
| 13          | Protections barrières de lit universelles<br>(unité/paire) | 90cm: 07.2260U / 07.2260P (compatible avec demi-barrières)<br>140cm: 07.2340U / 07.2340P (compatibles barrières 3/4 métal)<br>190cm: 07.2390U / 07.2390P (compatibles barrières bois pleine longueur) |  |  |  | 90/140/190cm x 32cm   |  |