

DISPOSITIFS DE CONTENTION ET MAINTIEN AU FAUTEUIL



WINN'SAVE®



Fire Retardant Treatment
EN1021-2



LES DISPOSITIFS DE CONTENTION AU LIT WINN'SAVE® DÉLIVRÉS SUR PRESCRIPTION MÉDICALE, ONT ÉTÉ SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR RESTREINDRE LA LIBERTÉ DE MOUVEMENT DES PERSONNES AUX FACULTÉS PSYCHIATRIQUES ALTÉRÉES, POUR PRÉVENIR ET ÉVITER LE RISQUE DE CHUTE, LIMITER LES PÉRIODES DE DÉAMBULATION OU PERMETTRE L'ADMINISTRATION D'UN SOIN.

EFFICACITÉ

- ▶ conception évolutive selon le niveau de protection attendu.
- ▶ Textile rassurant par une perception douce au toucher.
- ▶ Usage facilité par des marquages intégrés.
- ▶ Renforcement des coutures soumises aux tractions.
- ▶ Durabilité des matériaux (Boucles et œillets inoxydables).

SÉCURITÉ

- ▶ textiles traités « Feu Retardant ».
- ▶ Compatibilité avec une désinfection thermique et chimique.
- ▶ Deux systèmes de fermeture selon le besoin (Contention - magnétique ou maintien - boucle).

CONTENTION ET MAINTIEN AU FAUTEUIL

CONTENTION ABDOMINALE ET MAINTIEN PELVIEN

- ▶ Indication : Instabilité posturale et glissement en avant.
- ▶ Propriétés : Contention de la personne assise au fauteuil roulant ou de repos.
- ▶ Conseils d'utilisation : Mesurer le tour de taille et choisir la dimension de ceinture appropriée.
- ▶ Composition : matière en Polyester. Traité non feu.
- ▶ Recommandation : la contention doit faire l'objet d'une prescription médicale et son bénéfice réévalué par 24 heures.

HARNAIS THORACIQUE POUR CONTENTION AU FAUTEUIL



- ▶ Indication : Instabilité posturale.
- ▶ Propriétés : Contention de la personne assise au fauteuil roulant ou de repos.
- ▶ Conseils d'utilisation : Débuter par le point de fixation antérieur puis assurer la fixation postérieure.
- ▶ Disponible en taille unique
- ▶ Composition : matière en Polyester. Traité non feu.
- ▶ Recommandation : la contention doit faire l'objet d'une prescription médicale et son bénéfice réévalué par 24 heures.

GILET AVEC MAINTIEN PELVIEN (OU DIT « BODY INTÉGRAL »)

- ▶ Indication : Instabilité posturale et glissement en avant.
- ▶ Propriétés : Contention de la personne assise au fauteuil roulant ou de repos.
- ▶ Conseils d'utilisation : Vérifier la bonne adéquation entre la morphologie de la personne et les caractéristiques du « body intégral ».
- ▶ Composition : matière en Polyester. Traité non feu.
- ▶ Recommandation : la contention doit faire l'objet d'une prescription médicale et son bénéfice réévalué par 24 heures.

MAINTIEN ABDOMINAL SIMPLE EN FORME T

- ▶ Indication : Instabilité posturale et glissement en avant.
- ▶ Propriétés : Contention de la personne assise au fauteuil roulant ou de repos.
- ▶ Conseils d'utilisation : Mesurer le semi tour de taille (la partie flanc à flanc).
- ▶ Composition : matière en Polyester. Traité non feu.
- ▶ Recommandation : la contention doit faire l'objet d'une prescription médicale et son bénéfice réévalué par 24 heures.



61-0605

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	MESURES*	SYSTÈMES DE FERMETURE	
			MAGNÉTIQUE	BOUCLE COULISSANTE
VCBTFT005-00	Option Harnais thoracique pour contention	Unique (U)	-	-
VCBTFT005-10	Contention abdominale et pelvienne - (S)	45 - 85 cm	x	
VCBTFT005-20	Contention abdominale et pelvienne - (M)	70 - 118 cm	x	
VCBTFT005-30	Contention abdominale et pelvienne - (L)	94 - 158 cm	x	
VCBTLF013-01	Accessoire - Maintien pelvien de rechange	-	-	-
VCNTFT008-10	Gilet avec maintien pelvien - (S)	50 - 80 cm		x
VCNTFT008-20	Gilet avec maintien pelvien - (M)	70 - 100 cm		x
VCNTFT008-30	Gilet avec maintien pelvien - (L)	90 - 130 cm		x
VCNTFT012-10	Maintien abdominal en forme T - (S)	50 - 80 cm		x
VCNTFT012-20	Maintien abdominal en forme T - (M)	70 - 100 cm		x
VCNTFT012-30	Maintien abdominal en forme T - (L)	90 - 130 cm		x

*Mesure correspondant au tour de taille (mini/max)

Garantie : 2 ans

Entretien :

Photos non contractuelles

FP0000048/02.2019



WINN'CARE France: Site Aské Santé - 200 rue Charles Tellier- Actiparc de Grézan - 30034 Nîmes Cedex 1 France
Tél : +33 (0)4 66 02 15 15 - Fax : +33 (0)4 66 02 15 00 - E-mail : contact@winnicare.fr - www.winnicare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, le Groupe WINN'CARE se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques
Dispositif médical de Classe I selon la Directive EUROPÉENNE 93/42/CEE

