

RUHESTÜHLE MÉDI



- **Die Ruhestühle MÉDI** erleichtern den Transfer vom Bett in den Rollstuhl und sorgen für ein bequemes Ausruhen des Patienten.
- **Die Struktur** ist aus massivem Holz und Epoxydmetall.



HOLZSTUHL



MÉDI REPOS

Per Gasfeder um 40° neigbare Rückenlehne

Bilaterale Neigungsgriffe der Rückenlehne.

Kleine Fahrrollen auf den 2 hinteren Füßen (Verfahren im Leerzustand).

Ästhetisch:

Die Holztäfelungen aus massiver Buche sind gefärbt oder lackiert, um das Holz zu schützen und die Pflege zu erleichtern. Wahl der Farben gemäß unserer Farbkarte (siehe Produktblatt).

PVC-Beschichtung gemäß unserer Farbkarte (siehe Farbkarte).

METALLSTÜHLE



MÉDI DÉTENTE

Praktisch:

Neigung der Rückenlehne per Gasfeder um 40°.

Rückenlehne 2/3 1/3.

Schubstange.

Lateraler Neigungsgriff.

Einfahrbare Armlehnen, einstellbar in 4 Positionen.

Abnehmbares, rutschfestes Sitzkissen.

Ab lösbare und abziehbare Sattlereiarbeiten.

Sicherheit:

4 Räder von 100 mm, davon 2 mit Bremsen.

Thermogeformte, hochklappbare Fußstütze mit Anti-Kippvorrichtung.

Zubehör:

Teleskopische Serum-Trägerstange
Epoxydstruktur, grau RAL 7035 (Einheitsfarbe).



MÉDI OCÉAN

Per Gasfeder (um 40°) neigbare Rückenlehne Einfahrbare Armlehnen. Runde Röhre. Laterale Neigungsgriffe Höhenverstellbare Sitzfläche.



SITZKISSEN Beinstütze.
Runde Röhre.

TECHNISCHE MERKMALE

BEZEICHNUNG	SITZFLÄCHE				RÜCKENLEHNE	ARMLEHNEN	ÜBER ALLES		
	Breite (zwischen den Armlehnen)	Tiefe	Höhe Boden/ Sitz	Dicke Kissen			Höhe	Höhe	Breite
HOLZSTUHL									
MÉDI REPOS	52	48	46	10	73	66/59	69	117	74
SITZKISSEN	43	47	45	10	Entfällt	Entfällt	48	45	51
METALLSTÜHLE									
MÉDI OCÉAN	55	48	46,5 / 50,5 (54,5)	10	73	66	72	117	79
MÉDI DÉTENTE	49	45	50	10	73	50/69	67	120	79
SITZKISSEN	43	47	45	10	Entfällt	Entfällt	50	45	48

Abmessungen in cm.

Garantie 2 Jahre

MÉDICATLANTIC Groupe WinnCare - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - Frankreich
Tel.: +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax: +33 (0)2 51 98 59 07 - E-Mail : info@medicatlantic.com

www.winnCare.fr

In dem Bestreben der permanenten Verbesserung seiner Produkte behält ASKLE sich das Recht vor, die technischen Merkmale ohne Vorankündigung zu ändern - Fotos nicht verbindlich.