

ATTESTATION DE CONFORMITES TECHNIQUES

N° ESC 15-011

Demandeur : PHARMAOUEST INDUSTRIES

Z.A. ACTIPOLE 35 - BP 12
35540 MINIAC-MORVAN

Le(s) produit(s) ci-dessous référencé(s):

MATELAS VITAFORM 4

équipé(s) de : ou constitué(s) de :

- ▣ Mousse viscoélastique PU 80kg/m³ - Portance 116 N
- ▣ Mousse polyuréthane HR 37kg/m³
- ▣ Housse Pharmatex - 65% Polyuréthane - 35% Polyester - 140 g/m²

remplit(remplissent) les exigences des normes ou règlements techniques particuliers actuellement en vigueur :

Selon le protocole de la commission d'Evaluation des Produits et Prestations relatifs aux coussins, matelas et surmatelas d'aides à la prévention des escarres suivant l'avis du 22 décembre 2009.

suivant les observations et résultats d'essais consignés dans le(s) rapport(s) d'essais FCBA:

Pour les tests matériaux : n° M367150529, M367131181, M367131182, P122047 DE/6, M367131183, M367150535, M367131166, M367131173, M367131170, M367131171, M367131172, M367131167, M367131168, M367131174, M367131169, M367131185, M367131186, M367131190, M367131187, M367131189, M367131188

Pour les tests feu : n° 36713140030, 36713140031

Pour les mesures de répartition de pression : n° M367131205, M367150530, M367150531, M367131208, M367150534, M367150532

Toute modification majeure apportée au produit présenté et testé entraîne la nullité de la présente ATTESTATION DE CONFORMITE. Les modifications éventuelles doivent être notifiées par écrit dans les plus brefs délais au LABORATOIRE ESSAIS & MESURES du FCBA qui décidera de la suite à donner.

La présente ATTESTATION DE CONFORMITE ne concerne que le(s) produit(s) soumis à l'examen par le demandeur. Elle ne peut en aucun cas caractériser une constance de qualité de fabrication. Le FCBA ne peut s'assurer ni garantir que le produit n'a fait l'objet d'aucune modification et qu'il demeure fabriqué et commercialisé sous les caractéristiques d'origine.

Champs Sur Mame, le 1 Octobre 2015

Suivi du dossier

Responsable de section



10, rue Galilée
77420 Champs sur Mame
Tél : +33 (0)1 72 84 97 84

