



MATELAS  
THÉRAPEUTIQUES

# Et si vous n'aviez plus à faire de compromis entre Efficacité, Simplicité & Confort ?

Choisissez **axtair**  
**axtair automorpho<sup>®</sup> plus**  
**axtair one<sup>®</sup> plus**



# axtair

La référence du matelas air tout automatique,  
alliant Efficacité, Simplicité & Confort.

WIN  CARE





## Et si vous n'aviez plus à faire de compromis entre **Efficacité, Simplicité & Confort** ?

### Efficacité


*Pour répondre à tous les profils patients  
Stades & localisations des escarres, poids & positions.*

### Simplicité

*Afin de minimiser la charge mentale des soignants  
et leur permettre de se concentrer sur les soins  
des résidents.*

### Confort

*Afin de soulager les douleurs pouvant être  
liées à l'escarre, chez des patients alités  
plus de 15h par jour.*



Maximal pour les résidents

Choisissez la gamme

# axtair

la référence du matelas air tout automatique qui allie **Efficacité, Simplicité et Confort** !

### Un compresseur tout automatique


Breveté, le compresseur ajuste en continu le cycle au patient (poids, morphologie) pour une efficacité maximale.

Conforme aux recommandations de la HAS.



### QR CODE «SCAN ME»

Pour un accès simple et rapide aux informations produit.




### Décharge talonnière

Soulagement ciblé de la pression sur cette zone très sensible.

### Air thérapeutique

12 cm d'air thérapeutique  
Indiqué pour tous les stades de l'escarre (I à IV).



### INFORMATION DE TRACABILITÉ

Référence, numéro de lot, numéro UDI.

## Simplicité ultime

### Une interface simple et lisible

**Pas de bouton On/Off**  
Branchez le matelas  
et il s'occupe du reste.

**CPR visible**  
Directement intégrée  
sur le compresseur  
et facile d'accès.



### Choisissez parmi 3 modes automatiques :

**DYNAMIC**  
○○○○○

➤ **Pression alternée**

**STATIC**  
○○○○○



➤ **Basse Pression Continue**



➤ **Mode soin**  
Se désactive automatiquement  
après 30 minutes et revient au  
mode précédent.

## Confort maximal

### Conçu pour maximiser le confort du patient, de jour comme de nuit



**Mode confort**  
Apporte un meilleur ressenti  
au patient.

**Position assise**  
Limite les risques de talonnements.

**Cycle d'alternance**  
Unique qui réduit l'effet «mal de mer».




**Cellules confortables en polyuréthane**  
Afin de maximiser le confort du patient  
et la durabilité du produit.



**Compresseur silencieux (<35dBA)**  
Permet une haute qualité de repos.




**Intensité lumineuse réduite  
automatiquement**  
Afin limiter la consommation  
électrique moyenne et la gêne  
occasionnée.



### Une base mousse

Améliore la stabilité du patient  
et le sécurise en cas de  
dégonflage non volontaire.



### Passer-câble intégré

Pour créer un environnement  
de soin plus sûr et éviter les  
incidents.

### Base anti-dérapante

Permet d'éviter les sangles  
pouvant endommager les lits.

Depuis 2002,  
**+ de 2 millions**  
de patients utilisant  
des Matelas Axtair.

**93,3%**

Des patients sont (très)  
satisfaits quant au  
caractère silencieux du  
compresseur<sup>1</sup>.

Ce sont des millions  
d'escarres évitées  
& traitées !

**88%**

Des patients sont (très)  
satisfaits quant à la **stabilité** et  
au **confort** du matelas Axtair, ce  
qui a amélioré significativement  
l'**observance** du patient au  
traitement<sup>1</sup>.

**0%**  
Incidence<sup>1</sup>

### Étude Clinique

## Une efficacité prouvée !

Prouvée dans l'**étude Clinique (ACTIVE)**,  
ayant permis le remboursement en nom  
de marque Axtair.

**Pas de nouvelles escarres !**

## Découvrez la gamme

# axtair



One® plus



Automorpho® plus

Poids utilisateur maximum	165 kg	180 kg
Composition de la base	Mousse	Mousse
Produit inscrit à la LPP	1293872	1282740
Calcul et ajustement automatique de la pression	✓	✓
Maintenance autonome et tracée via Aircare	✓	✓
Ajustement du confort	✓	✓
Gestion de la position assise	✓	✓
Fonction verrouillage clavier	✓	✓
Compatible avec Reha Wash et machine barrière	✓	✓
Mode soin	-	✓
Passerelle intégrée	-	✓
Décharges talonnières	-	✓
Largeurs disponibles	90	90/100/120
Types de housses disponibles	PU / CIC	PU HD / CIC



AIRCARE

## Une solution de maintenance unique !

Pour garantir la traçabilité, la bonne exécution de la maintenance de vos matelas AXTAIR et ainsi maximiser leur durée de vie.



### SÉCURITÉ ET TRAÇABILITÉ

- Permet un diagnostic rapide de l'état du matelas.
- Kit de maintenance prêt à l'emploi avec un certificat de traçabilité.
- Accès aux vues éclatées des pièces détachées et tutoriels vidéo.



### MAINTENANCE SIMPLIFIÉE

- Possibilité d'identifier et planifier les dispositifs nécessitant une maintenance
- Rapports PDF détaillés disponibles pour documenter les actions effectuées.



### OPTIMISATION DES COÛTS DE MAINTENANCE

- Minimise les temps d'intervention pour maximiser la disponibilité du parc
- Formation certifiée Qualiopi des techniciens au bon usage et bonnes pratiques

## Une gamme de matelas engagée !

Choisir la gamme Axtair, c'est travailler avec une entreprise française, engagée pour avoir un impact sociétal et environnemental positif.



### UN DISPOSITIF ÉCO-CONÇU EN FRANCE

#### Amélioration de l'impact de 11% vs. la génération précédente.

Pensé pour minimiser son impact carbone sur l'intégralité du cycle de vie. (Fournisseurs locaux privilégiés, 33% de plastique en moins et 3 fois moins de vis).



### CONSOMMATION D'ÉNERGIE MINIMALE

Compresseur conçu pour **minimiser sa consommation d'électrique**. (Équivalente à une ampoule de réfrigérateur : 35,04 kW/an).



### CHOIX DE MATÉRIAUX FIABLES ET ROBUSTES

Compresseur, matelas et housse conçus spécialement pour **augmenter la durabilité du produit**.

L'entretien et les maintenances sont simples (un seul outil nécessaire, pièces détachées disponibles pour être changées de manière autonome).

Cela contribuant à une **réduction du coût de possession** sur le long terme.

WIN CARE

winnicare.fr



Site de production Nîmes (30)



4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Petit (France)

1. Adapté de la publication : Meaume S1 , Rousseaux C2, Marty M2. Incidence of pressure ulcer in patients using an alternating mattress overlay : the ACTIVE study. J Wound Care. 2021 Feb 2;30(2):143-149.



07/01/2025