

À commander sur le site (35) Miniac-Morvan



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Mousse HR 38 kg/m³
- ▶ Housse Pharmatex : 60% polyuréthane, 40% polyester
- ▶ Protection des barrières latérales pliable en 3 parties pour un rangement et un transport faciles
- ▶ Housse amovible pour un nettoyage facile

Conseils d'entretien de la housse

- ▶ Mousse : Éponge et eau savonneuse
- ▶ Housse : Conseillé à 60°C pour une bonne tenue du produit dans le temps



Pour abaisser la barrière

- ▶ Défaire les clips des tubulures verticales
- ▶ Retourner la protection en la faisant pivoter autour de la barre



PROTECTIONS BARRIÈRES DE LIT EVOLUTION

INDICATIONS

Nos protections de barrières de lit apportent **confort, réassurance et sécurité** aux patients nécessitant l'usage de barrières.

Avec la gamme **EVOLUTION**, simplifiez le quotidien des aidants et des soignants. Plus besoin de démonter la protection pour replier votre barrière : grâce à son fourreau sur la barre supérieure de la barrière, un simple pivot suffit.

Les protections de barrières **EVOLUTION** s'installent sur les barrières métalliques ou barrières bois.



Housse



LES + PRODUIT

- La protection pivote autour de la barrière : plus besoin de démonter la protection pour plier ou déplier la barrière
- La douceur du Pharmatex apporte un confort sensible aux personnes se blotissant contre les barrières.

Protection barrière de lit EVOLUTION					
Housse	Code produit à l'unité	Code produit par paire	Longueur en cm	Hauteur en cm	Barrière
PHARMA TEX	07.2440U	07.2440P	140	30	Métallique
	07.2490U	07.2490P	190	30	Métallique
	07.2540U	07.2540P	140	30	Bois sans renforts verticaux
	07.2590U	07.2590P	190	30	Bois sans renforts verticaux