

À commander sur le site (35) Miniac-Morvan




CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Mousse HR 38 kg/m³
- ▶ Housse Pharmatex : 60% polyuréthane, 40% polyester
- ▶ Trois dimensions disponibles pour s'adapter aux différentes longueurs de barrières existantes

 Ces protections doivent être retirées avant chaque abaissement de barrière afin d'éviter les détériorations.

Conseils d'entretien de la housse

- ▶ Mousse : Éponge et eau savonneuse
- ▶ Housse : Conseillé à 60°C pour une bonne tenue du produit dans le temps



PROTECTIONS BARRIÈRES DE LIT UNIVERSELLES

INDICATIONS

Nos protections de barrières de lit apportent **confort, réassurance et sécurité** aux patients nécessitant l'usage de barrières.

Les protections de barrières de lit **UNIVERSELLES** conviennent à la majorité des barrières métalliques ou bois.




Housse



LES + PRODUIT

- Pratiques et compactes, les protections Universelles sont **pliables, déhoussables et lavables**
- **Faciles à ranger**, elles peuvent se glisser sous le lit ou au pied du lit
- La douceur du **Pharmatex** apporte un **confort** sensible aux personnes se blotissant contre les barrières.

Protection barrière de lit UNIVERSELLE					
Housse	Code produit à l'unité	Code produit par paire	Longueur en cm	Hauteur en cm	Nombre de clips
	07.2260U	07.2260P	90	32	2
	07.2340U	07.2340P	140	32	4
	07.2390U	07.2390P	190	32	5