



Classe II

— Selon la LPP —



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Une gamme de coussins complète,

Pour une prévention des escarres
efficace et continue, du lit au fauteuil





Le saviez-vous ?

- ▶ Une prévention efficace de l'escarre doit être faite 24H/24
- ▶ Avoir le bon matelas n'est pas suffisant
- ▶ La prévention doit être complète et continue, du lit au fauteuil¹



Et pourtant,

Plus de **50%** des patients ayant des matelas de prévention des escarres **ne sont pas équipés** de coussins thérapeutiques d'assise.²


¹ Prévention et Traitement des Plaies de Pression: EPUAP, NPIAP, NPPIA.

² Recommandations de bonnes pratiques pour le positionnement des sujets à risque et/ou porteurs d'escarres. SFE, SFFPC, Journées 2020 Cicatrisations.

L'usage d'un coussin thérapeutique doit s'intégrer dans une approche de prise en charge holistique en combinant




Lit médical




Matelas thérapeutique
Statique ou Dynamique



Aides
à la posture



Coussin
thérapeutique
d'assise



Une gamme complète adaptée à chaque besoin patient



PRIMA
FORM



Efficacité & Simplicité



- ▶ **Simple à utiliser** : produit réversible
- ▶ **Facile à transporter** : doté d'une poignée

Disponible en **10** dimensions



KALLI
VISCO



Efficacité & Polyvalence



- ▶ **Versatile** : pour tous types de patients
- ▶ **Galbé** : stabilise le bassin et favorise l'alignement des cuisses

Disponible en **20** dimensions



ALOVA



Efficacité & Ergonomie



- ▶ **Galbé** : stabilise le bassin et favorise l'alignement des cuisses
- ▶ **Déclive** : réduit le risque de glissé vers l'avant
- ▶ **Décharge** : sacro-coccygienne assure une prévention renforcée

Disponible en **16** dimensions et **3** déclinaisons

(standard, butée pelvienne, XXL)



Butée pelvienne



XXL



ISKIO
BM



Efficacité & Technicité



- ▶ **Bi-matière** : insert de mousse HR pour une meilleure répartition des pressions
- ▶ **Déclive** : réduit le risque de glissé vers l'avant
- ▶ **Décharge** : sacro-coccygienne assure une prévention renforcée
- ▶ Housse en « **mailles 3D** »

Disponible en **20** dimensions



	PRIMA FORM	KALLI VISCO	ALOVA	ISKIO BM
Mousse viscoélastique 80kg/m ³	✓	✓	✓	✓
Bi-matière avec insert de mousse HR	—	—	—	✓
Galbé	—	✓	✓	✓
Déclive	—	—	✓	✓
Décharge sacro-coccygienne	—	—	✓	✓
Housse anti-dérapante	✓	✓	✓	✓
Housse à poignée	✓	✓	✓	✓
Hauteurs disponibles	7 cm	8 cm	9 / 10 / 12 cm	8,5 cm et 10,5 cm
Modèle avec butée pelvienne	—	—	✓	—
Site de commande	Miniac-Morvan	Miniac-Morvan	Nîmes	Miniac-Morvan

Découvrez également

Notre coussin à air statique **Kinéris** pour les patients à risque très élevé d'escarres



Règles de prescription et de remboursement à la LLP des coussins thérapeutiques classe II

	Cas 1	Cas 2		
	Les coussins standards	Les coussins techniques		
Description	Dimensions standards entre 38 et 45 cm	Dimensions hors standard (- de 38 cm ou + de 45 cm)	Bi-matière	Formes techniques (plot abduction)
Montant de remboursement LPPr	69€ TTC (PLV)	81€ TTC (PLV)		
Fréquence de prescription*	3 ans	3 ans		
Coussins Winncare France	PRIMA FORM KALLI VISCO ALOVA	PRIMA FORM KALLI VISCO ALOVA / ALOVA XXL	ISKIO BM	ALOVA avec butée pelvienne

* Leur prise en charge est assurée dans la limite d'un coussin maximum tous les trois ans.

Retrouvez plus d'informations directement auprès de votre commercial ou sur notre site internet Winncare.fr

