



# GUIDE AU CHOIX DES COUSSINS

# SOLUTION WINNCARE

RISQUE D'ESCARRE  
**FAIBLE  
À MODÉRÉ**<sup>1</sup>

Coussin **Catégorie 1B**

PAS D'ESCARRE  
UTILISATEUR HORS  
CONTRE-INDICATION

GEL VISCOFLUIDE SUR BASE HR



RISQUE D'ESCARRE  
**MOYEN À ÉLEVÉ**<sup>1</sup>

Coussin **Catégorie 2**

UTILISATEUR SANS TROUBLE  
DE LA STABILITÉ

MOUSSE VISCOÉLASTIQUE



UTILISATEUR AVEC TROUBLE  
DE LA STABILITÉ

MOUSSE VISCOÉLASTIQUE



RISQUE D'ESCARRE  
**ÉLEVÉ**<sup>1</sup>  
avec risques spécifiques d'escarres ischiatiques

Coussin **Catégorie 3**

PLUSIEURS ESCARRES STADE 1 à 4 HORS ZONE D'APPUI

UTILISATEUR  
SANS ASYMÉTRIE D'APPUI

AIR STATIQUE



AIR MOTORISÉ<sup>2</sup>



UTILISATEUR  
AVEC ASYMÉTRIE D'APPUI

AIR STATIQUE

