

ACCESSOIRES POUR MATELAS À AIR MOTORISÉ

POMPES DE GONFLAGE ET DÉGONFLAGE RAPIDE

Conçues pour faciliter la mise en place et le retrait des matelas à air motorisé AXTAIR, les pompes permettent de gonfler et dégonfler rapidement les supports en toute sécurité.



VAXT/PGI

Pompe sur batterie conçue pour un usage sur une courte durée*, la pompe de gonflage et dégonflage rapide permet une installation simple et rapide du matelas AXTAIR.

*Conçue pour gonfler/ dégonfler 4 gonflages + 4 dégonflages par charge



VAXT/PGA

Conçue pour un usage sur une longue durée**, la pompe de gonflage et dégonflage rapide permet une installation simple et rapide du matelas AXTAIR.

**Conçue pour gonfler plusieurs matelas à la suite.

	VAXT/PGI	VAXT/PGA
Temps de gonflage / dégonflage (min)	< 3	< 3
Pression de gonflage (Mbar)	> 30	> 68
Alimentation (V)	12V	220-240V ~ - 50 Hz
Puissance (W)	> 30	> 68
Niveau Sonore (indicatif) (dBA à 1 m)	en gonflage	77
	en dégonflage	74
Poids (Kg)	0.650	0.720
Dimension (cm)	20 x 14 x 10	23 x 14 x 13

PASSE CÂBLE

Passerelle pour matelas à air motorisé Axtair Automorpho® Plus et Axtair Automorpho® Axensor®.



VAXT/PC

- Permet la fixation du câble d'alimentation électrique du compresseur le long du matelas.
- L'absence de câble au sol réduit le risque de chute du personnel ou du patient.
- Le maintien du câble dans la goulotte réduit le risque de pincement ou de cisaillement de celui-ci.
- Pose et retrait du câble grâce au système de fixation par boutons pression.

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	ENTRETIEN / DÉSINFECTION
VAXT/PC	Polychlorure de Vinyle	 Usage d'un produit détergent-désinfectant de surface validé Lavage modéré jusqu'à 90°C avec fonction "Cool Down" Utilisation de produit chloré autorisé

ACCESSOIRES POUR MATELAS À AIR MOTORISÉ

SAC DE TRANSPORT

Sac de transport pour support à air motorisé ou matelas mousse.



VAXT/SMG

- Le sac permet le transport d'un support à air gonflé et prêt à l'emploi ou d'un matelas en mousse d'une épaisseur allant jusqu'à 22 cm,
- Protection totale du support transporté pour une livraison professionnelle du dispositif médical. La goulotte réduit le risque de pincement ou de cisaillement de celui-ci.
- Système de fermeture portefeuille sécurisée par une boucle d'attache rapide,
- Poche intégrée pour faciliter le rangement du sac. Faible encombrement du sac vide facilitant son rangement,
- Pochette translucide renforcée sur le côté du sac pour l'identification du support transporté,

Sac de transport pour support roulé à air motorisé ou matelas mousse.



VAXT/SR


- Facilite le retrait et le transport en sécurité des dispositifs souillés.
- La couleur rouge évite toute erreur lors des manipulations et le mélange d'un produit propre (sac bleu) avec un produit sale (sac rouge).
 - Sac Bleu : VAXT/SB80, VAXT/SB90, VAXT/SB100, VAXT/SB120
 - Sac Rouge : VAXT/SR
- La taille du sac permet le stockage d'un matelas avec son compresseur accompagné d'un coussin dynamique Axensor®.

Sac de transport pour support roulé à air motorisé ou matelas mousse



VAXT/SB[largeur]

- Facilite le transport des Axtair de largeur 80 à 120 cm
Non compatible avec Axtair XXL
- Pochette translucide renforcée sur le côté du sac pour l'identification du support transporté

RÉFÉRENCE	VAXT/SMG	VAXT/SR	VAXT/SB80	VAXT/SB90	VAXT/SB100	VAXT/SB120
CARACTÉRISTIQUES	Nylon enduction polyuréthane					
ENTRETIEN /DÉSINFECTION	  Lavage modéré jusqu'à 60°C avec fonction "Cool Down" Séchage en sèche-linge possible en basse température (air évacué à 60°C maximum)					