

# ATTESTATION DE CONFORMITES TECHNIQUES

## N° ESC 21-002

**Demandeur : ASKLE SANTE**  
Groupe WINNCARE  
200 rue Charles Tellier  
Actiparc de Grezan  
30034 Nîmes

Le(s) produit(s) ci-dessous référencé(s):

### **Coussin Geltop** Référence VAB4040 et VAB4345

équipé(s) de : ou constitué(s) de :

▣ **Housse** Réf VHIPH/G4040 et VHIPH/G4345 (Dessus PUHD Maille Polyester 48% Enduction Polyurethane 52% Dessous 41% Antigliss 17% Polyester 10% Polyuréthane/73%PVC -  $210 \pm 10$  g/m<sup>2</sup> - Epaisseur/ 0,5mm PUHD/0,5mm Antiglisse/PUHD Bleu gris/Antiglisse Gris  
Réf VHCIC/G4040 et VHCIC/G4345 (Dessus CIC Maille Polyester 58% Enduction Polyurethane/Polycarbonate 42% - Dessous Antigliss 17% Polyester 10% Polyuréthane 73%PVC -  $230 \pm 10$  g/m<sup>2</sup> - Epaisseur: 0,5mm CIC / 0,5mm Antiglisse / CIC Bleu / Antiglisse Gris

▣ **Enveloppe** Réf PASCON 40/100 (100% PVC - Epaisseur: 0,4mm - Bleu clair)

▣ **Gel** Réf COATEX DV1163 (Viscofluide)

▣ **Mousse** Réf R38130M (Haute résilience Polyéther Polyuréthane - > 34kg/m<sup>3</sup>)

remplit(remplissent) les exigences des normes ou règlements techniques particuliers actuellement en vigueur :

**Selon le protocole de la commission d'Evaluation des Produits et Prestations relatifs aux coussins, matelas et surmatelas d'aides à la prévention des escarres suivant l'avis du 22 décembre 2009.**

suivant les observations et résultats d'essais consignés dans le(s) rapport(s) d'essais FCBA:

**Pour les tests matériaux :** n° MA 19-0129-1474, MA 19-0129-1476, MA 19-0129-1477, P131570 DE/1, MA 19-0129-1479, MA 19-0129-1481, MA 19-0129-1482, P141594 DE/1, Ma 17-0082-1031, Ma 17-0082-1032, Ma 17-0082-1033, Ma 17-0082-1034, Ma 17-0082-1029, Ma 17-0082-1036, Ma 17-0082-1037, Ma 17-0082-1051, Ma 17-0082-1038, Ma 17-0082-1039, Ma 17-0082-1040, Ma 21-0033-0188, Ma 21-0033-0194

**Pour les tests feu :** n° FE 21-006-0034, FE 21-006-0035, FE 21-006-0037, FE 21-006-0038

**Pour les mesures de répartition de pression :** n° Ma 21-0033-0185, Ma 21-0033-0186, Ma 21-0033-0187, Ma 21-0033-0191, Ma 21-0033-0192, Ma 21-0033-0193

Toute modification majeure apportée au produit présenté et testé entraîne la nullité de la présente ATTESTATION DE CONFORMITE. Les modifications éventuelles doivent être notifiées par écrit dans les plus brefs délais au LABORATOIRE ESSAIS & MESURES du FCBA qui décidera de la suite à donner.

La présente ATTESTATION DE CONFORMITE ne concerne que le(s) produit(s) soumis à l'examen par le demandeur. Elle ne peut en aucun cas caractériser une constance de qualité de fabrication. Le FCBA ne peut s'assurer ni garantir que le produit n'a fait l'objet d'aucune modification et qu'il demeure fabriqué et commercialisé sous les caractéristiques d'origine.

Champs Sur Marne, le 28 Avril 2021

Suivi du dossier

Responsable de section

10, rue Galilée  
77420 Champs sur Marne  
Tél : +33 (0)1 72 84 97 84

