


GUIDE AU CHOIX DES HOUSSES




	ALÈSE DERMALON	PROMUST PU		PROMUST PU HD	PROMUST CIC	CARTEX	PHARMA TEX		
COMPOSITION	Polychlorure de Vinyle (PVC)	Maille Polyester/Enduction Polyuréthane		Maille Polyester/Enduction Polyuréthane	Maille polyester/Enduction Polyuréthane - Polycarbonate	Polyuréthane, Polyester Maille Polyester/Enduction Polyuréthane	Maille Polyester/Enduction Polyuréthane		
RECOMMANDATIONS D'USAGE									
	Continent	Incontinence faible		Incontinence moyenne	Incontinence totale grave	Incontinence moyenne	Incontinence moyenne		
RESPIRABILITÉ (tx en gr/m2/24h)	0	> 600		> 600	> 600	> 600	> 600		
EXTENSIBILITÉ (Bi extensible - maille 4D)	-	Bi extensible		Bi extensible	Bi extensible	Bi extensible	Bi extensible		
ANALLERGIQUE	-	✓		✓	✓	✓	✓		
ANTIMICROBIEN	-	✓		✓	✓	✓	✓		
IONS ARGENT	-	-		-	✓	-	-		
ASSEMBLAGE	Couture	Couture		Couture	Couture/Soudure	Couture	Couture		
BASE ANTI-DÉRAPANTE	-	✓		✓	✓	✓	✓		
OUVERTURE (Nombre de zips)	Pas de fermeture	zip 1 côté	zip 3 côtés	zip 3 côtés	zip 4 côtés	zip 3 côtés	zip 1 côté	zip 3 côtés	
ENTRETIEN									
DESTINATION									

CONDITIONNEMENT POUR MATELAS STATIQUES

MATELAS PRÊT À L'EMPLOI

CARTON UNITAIRE



Référence_CA

- Matelas non compressé
- Prêt à l'emploi

PALETTE BOX



Référence_BX

- En sachets individuel résistants placés à la vertical en carton box
- Dimension : 102 x 130 x 200 cm
- Possibilité de mettre 8 à 10 matelas



Référence_SC

- En sachets individuel résistants placés à l'horizontal sur palette
- Possibilité de mettre 6 à 12 matelas (selon largeur)

MATELAS ROULÉ COMPRIMÉ

LES + DU ROULÉ COMPRIMÉ

- ▶ Espace de stockage optimisé
- ▶ Prêt à l'emploi : déroulage immédiat
- ▶ Ergonomique : facile à transporter
- ▶ Economique : coûts de transport réduits

CARTON R/C UNITAIRE



Référence_R1

- Matelas compressé
- Dimensions : 35 x 36 x 91 cm



Référence_R1

- Matelas compressé
- Dimensions : 40 x 40 x 96 cm
- Largeurs 70 / 80 / 90

CARTON R/C BOX



Référence_RC

- 5 matelas compressés par carton
- Dimensions / 5 : 102 x 65 x 89 cm
- Possibilité de mettre jusqu'à 4 cartons de 5 matelas par palette



Référence_RC

- Matelas compressé
- Possibilité de mettre 8 à 12 cartons unitaires par palette selon taille matelas