


À commander sur le site (35) Miniac-Morvan



Score sur l'Échelle de Braden



# ROTA MAT

## INDICATION THÉRAPEUTIQUE

Support de lit d'aide à la prévention de l'escarre chez les patients à **RISQUE ÉLEVÉ À TRÈS ÉLEVÉ** de survenue d'escarre (selon jugement clinique et échelles), levé dans la journée, alité plus de 15 heures.

Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 2** hors zone d'appui ou avec possibilité d'exclusion d'appui avec système de décharge localisée ou de positionnement.

30 ≤ 140kg



NORMES NON FEU  
EN 597 part 1 & 2

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Matelas monobloc 4 positions composé :
- ▶ Couche supérieure en mousse de polyuréthane Haute Élasticité Haute Résilience HR 40 kg/m<sup>3</sup>
- ▶ Base en mousse HR : 37 kg/m<sup>3</sup>
- ▶ Guides latéraux taillés dans la masse de la base centrale HR pour :
  - Assurer une grande stabilité au patient lors de ses transferts
  - Permettre une bonne flexibilité de l'ensemble, afin de suivre les mouvements du lit
- ▶ 4 zones de décharge aux extrémités du matelas afin de soulager les pressions au niveau des talons et de la tête.
- ▶ Poids matelas : ~ 13,7 kg
- ▶ Dimension matelas : 198 x 88 x 16 cm
- ▶ Dimension couchage : 200 x 90 cm
- ▶ Disponible en housse CARTEX ou PHARMATEX 3 cotés sérigraphiée avec repères « 4 positions »
- ▶ Disponible en conditionnement unitaire uniquement

## LES ⊕ PRODUIT

- Une couches de mousse H.R. de forte densité et à haute élasticité qui assurent l'immersion et le confort du patient.
- Praticité et durabilité, matelas réversible tête et pieds (4 positions)
- Stabilité lors des transferts grâce aux guides latéraux

HOUSSE	DIMENSIONS	CARTON INDIVIDUEL	HOUSSE DE RECHANGE
	198 x 88 x 16 cm	04.416D	04.416DH
	198 x 88 x 16 cm	04.416DD	04.416DDH