




PACK EXCLUSIVITÉ WINNCARE

À PARTIR DE
1 532€ HT

VALIDITÉ JUSQU'AU 31.12.2024

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Nombre de packs		Prix unitaire d'un pack en € HT*	Prix total en € HT*
<input type="checkbox"/>	1 PACK (2 LITS / 2 MATELAS)	1 532,0	1 532,0
<input type="checkbox"/>	3 PACKS (6 LITS / 6 MATELAS)	1 508,0	4 524,0
<input type="checkbox"/>	6 PACKS (12 LITS / 12 MATELAS)	1 482,0	8 892,0

+7€ d'éco-participation par lit et + 4,58€ HT d'éco-participation par matelas

<input type="checkbox"/>	3ÈME FONCTION ÉLECTRIQUE Pas de panachage de lits en 2 et 3 fonctions possible dans le même pack	142,88€	
--------------------------	--	---------	--

Nom du signataire :

Mention manuscrite «bon pour accord» :

Selon les conditions générales de ventes et de règlements habituels

Date : / /

Cachet commercial :



Aperçu du conditionnement lors de la livraison
Visuel non contractuel

Envoyez vos commandes à adv@winncare.fr

* Remise appliquée sur base des tarifs en vigueur

Lit conforme à la norme - NF EN 60601-2-52 édition 1 ; NF EN 60601-1 édition 3 ; NF EN 60601-1-2 édition 4 ; NF EN 60601-1-11 édition 1.

Dispositif médical de classe I (RDM (UE) 2017/745)



PACK EXCLUSIVITÉ WINNCARE

À PARTIR DE
1 532€ HT

VALIDITÉ JUSQU'AU 31.12.2024

FABRIQUÉ
EN FRANCE




 X'PRESS

X2



 ALOVA
VMA63

X2



X'PRESS

Lit X'PRESS® 2 fonctions X03C4D1
Amplitude de 34 à 84 cm - Autoportant RAL 7030

- ▶ Largeur : 90cm
- ▶ Longueur : 200cm
- ▶ Garde au sol : 13cm
- ▶ Relève buste électrique
- ▶ Relève jambes manuel à crémaillères
- ▶ Cadre du sommier divisible
- ▶ Plan de couchage à lattes métalliques

Accessoires

- ▶ P616-00 : Un jeu de panneaux ABELIA II fixation Easy Move, coloris dragonnier gris main courante taupe (RAL 7030)
- ▶ A637/A638-00 : Une paire de barrières plantées métal
- ▶ A622-00 : Une potence d'angle métal

Lit conforme à la norme EN 60601-2-52

Garanties :

- ▶ Electrique, mécanique et télécommande : 5 ans
- ▶ Panneaux et accessoires : 2 ans



ALOVA
VMA63

Matelas ALOVA VMA63 - Classe II

Un concentré de technicité pour répondre aux besoins cliniques de chaque patient :

La proclive du segment jambier permet une réduction des points de pression au niveau du talon, auquel s'ajoute la tri-portance pour garantir le confort et une meilleure répartition des pressions sur les zones les plus à risque (Base en mousse HR ≥ 25 kg/m³).

Une ergonomie pensée pour prévenir les troubles musculo-squelettiques :

Son poids de 14 kg en fait un des matelas les plus légers du marché ce qui permet de réduire les risques de TMS lors de sa manipulation au quotidien (transport, installation, préparation du lit).

Indications

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ. Patient alité plus de 15 heures par jour. Aide au traitement d'escarre(s) de stade 1 à 2 associés à un système de décharge localisée ou de positionnement.

Poids maxi : 150 kg

Garantie 3 ans

Disponible en 4 types de housses :

1 côté/ 3 côtés - PU standard, PU haute définition, PU CIC

Technicité & Ergonomie

