

10€ DE REMISE*
SUR LE PACK
(5€ PAR LIT NU)

PACK EXCLUSIVITÉ WINNCARE

FABRIQUÉ
EN FRANCE



VALIDITÉ JUSQU'AU 31.12.2024


X2



X'PRESS



X2



NOVA FORM

OU

X2



ALOVA
VMA63



X'PRESS

Lit X'PRESS® 2 fonctions X03C4D1
Amplitude de 34 à 84 cm - Autoportant RAL 7030

- Largeur : 90cm
- Longueur : 200cm
- Garde au sol : 13cm
- Relève buste électrique
- Relève jambes manuel à crémaillères
- Cadre du sommier divisible
- Plan de couchage à lattes métalliques

Accessoires

- P616-00 : Un jeu de panneaux ABELIA II fixation Easy Move, coloris dragonnier gris main courante taupe (RAL 7030)
- A637/A638-00 : Une paire de barrières pliantes métal
- A622-00 : Une potence d'angle métal


Lit conforme à la norme EN 60601-2-52

Garanties :

- Electrique, mécanique et télécommande : 5 ans
- Panneaux et accessoires : 2 ans



NOVA FORM



Praticité & Performance

Matelas NOVA FORM - Classe II

La praticité d'usage pour toutes les parties prenantes du parcours de soin :

Réversible tête/pied pour simplifier l'installation et maximiser la durée de vie du matelas, mono-vignette pour une prescription médicale simple et rapide. Un produit conçu pour résister dans le temps grâce à une base mousse de forte densité ($\geq 37 \text{ kg/m}^3$).

Indications

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ. Patient alité plus de 15 heures par jour. Aide au traitement d'escarre(s) de stade 1 à 2 associés à un système de décharge localisée ou de positionnement.

Poids maxi : 160 kg pour matelas en largeur 90 cm

Garantie 3 ans

Disponible en 4 types de housses :

1 côté/ 3 côtés - PU standard, PU haute définition, PU CIC

OU



ALOVA
VMA63



Technicité & Ergonomie

Matelas ALOVA VMA63 - Classe II

Un concentré de technicité pour répondre aux besoins cliniques de chaque patient :

La proclive du segment jambier permet une réduction des points de pression au niveau du talon, auquel s'ajoute la tri-portance pour garantir le confort et une meilleure répartition des pressions sur les zones les plus à risque (Base en mousse HR $\geq 25 \text{ kg/m}^3$).

Une ergonomie pensée pour prévenir les troubles musculo-squelettiques :

Son poids de 14 kg en fait un des matelas les plus légers du marché ce qui permet de réduire les risques de TMS lors de sa manipulation au quotidien (transport, installation, préparation du lit).

Indications

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ. Patient alité plus de 15 heures par jour. Aide au traitement d'escarre(s) de stade 1 à 2 associés à un système de décharge localisée ou de positionnement.

Poids maxi : 150 kg

Garantie 3 ans

Disponible en 4 types de housses :

1 côté/ 3 côtés - PU standard, PU haute définition, PU CIC