




PACK EXCLUSIVITÉ WINNCARE

À PARTIR DE
1 552€ HT

VALIDITÉ JUSQU'AU 31.12.2024

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Nombre de packs		Prix unitaire d'un pack en € HT*	Prix total en € HT*
<input type="checkbox"/>	1 PACK (2 LITS / 2 MATELAS)	1 552,0	1 552,0
<input type="checkbox"/>	3 PACKS (6 LITS / 6 MATELAS)	1 528,0	4 584,0
<input type="checkbox"/>	6 PACKS (12 LITS / 12 MATELAS)	1 502,0	9 012,0

+7€ d'éco-participation par lit et + 4,58€ HT d'éco-participation par matelas

<input type="checkbox"/>	3ÈME FONCTION ÉLECTRIQUE Pas de panachage de lits en 2 et 3 fonctions possible dans le même pack	142,88€	
--------------------------	--	---------	--

Nom du signataire :
.....

Mention manuscrite «bon pour accord» :
Selon les conditions générales de ventes et de règlements habituels
.....

Date : / /

Cachet commercial :



Aperçu du conditionnement lors de la livraison
Visuel non contractuel

Envoyez vos commandes à adv@winncare.fr

* Remise appliquée sur base des tarifs en vigueur

Lit conforme à la norme - NF EN 60601-2-52 édition 1 ; NF EN 60601-1 édition 3 ; NF EN 60601-1-2 édition 4 ; NF EN 60601-1-11 édition 1.

Dispositif médical de classe I (RDM (UE) 2017/745)



PACK EXCLUSIVITÉ WINNCARE

À PARTIR DE
1 552€ HT

VALIDITÉ JUSQU'AU 31.12.2024

FABRIQUÉ
EN FRANCE




 X'PRESS

X2



 NOVA FORM

X2



X'PRESS

Lit X'PRESS® 2 fonctions X03C4D1
Amplitude de 34 à 84 cm - Autoportant RAL 7030

- ▶ Largeur : 90cm
- ▶ Longueur : 200cm
- ▶ Garde au sol : 13cm
- ▶ Relève buste électrique
- ▶ Relève jambes manuel à crémaillères
- ▶ Cadre du sommier divisible
- ▶ Plan de couchage à lattes métalliques

Accessoires

- ▶ P616-00 : Un jeu de panneaux ABELIA II fixation Easy Move, coloris dragonnier gris main courante taupe (RAL 7030)
- ▶ A637/A638-00 : Une paire de barrières pliantes métal
- ▶ A622-00 : Une potence d'angle métal

Lit conforme à la norme EN 60601-2-52

Garanties :

- ▶ Electrique, mécanique et télécommande : 5 ans
- ▶ Panneaux et accessoires : 2 ans



NOVA FORM

Matelas NOVA FORM - Classe II

La praticité d'usage pour toutes les parties prenantes du parcours de soin :

Réversible tête/pied pour simplifier l'installation et maximiser la durée de vie du matelas, mono-vignette pour une prescription médicale simple et rapide. Un produit conçu pour résister dans le temps grâce à une base mousse de forte densité ($\geq 37 \text{ kg/m}^3$).

Indications

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ. Patient alité plus de 15 heures par jour. Aide au traitement d'escarre(s) de stade 1 à 2 associés à un système de décharge localisée ou de positionnement.

Poids maxi : 160 kg pour matelas en largeur 90 cm

Garantie 3 ans

Disponible en 4 types de housses :

1 côté/ 3 côtés - PU standard, PU haute définition, PU CIC

Praticité & Performance

