



Le lit XXL XPress a été conçu pour répondre aux besoins des patients bariatriques, tout en facilitant :



Prise en charge LPPR

La prise en charge des lits XXL est assurée pour les patients présentant un poids de plus de 135 kg et une perte d'autonomie motrice transitoire ou définitive.

- Lit médical, lit + 135 kg, location hebdomadaire, lit et accessoires (un seul sommier de largeur minimale de 110 cm; charge limite minimal du patient: : 200 kg) CODE 1249523, tarif 24.00 € TTC (prix unitaire réglementé). Le poids du patient doit être précisé sur la prescription médicale.

- Les fonctions proclive et décline sont impossibles à domicile, ou sous conditions précises si elles existent.

- Les barrières de lit doivent être fournies si la prescription le précise.

LES + PRODUIT

ERGONOMIE

Amplitude de hauteur variable de 35 à 81 cm.



RELÈVE-JAMBES À PLICATURE



TÉLÉCOMMANDE RÉTRO-ÉCLAIRÉE ET VERROUILLABLE DE SÉRIE

Le lit XXL X'PRESS est doté de série d'un télécommande à fil rétroéclairée. Elle est également verrouillable.

OPTIONS



Désignation		XXL X'PRESS
Sommier		120 x 200 cm / 140 x 200 cm
Relève-jambes		Version C : inclinaison de 15° maximum par crémaillère Version P : Plicature des genoux 23° et 16° réglage des pieds par crémaillère
Capacité levage		Charge de fonctionnement en sécurité : 315 kg Poids patient maximum 270 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 30 Kg
Roues		Ø 100 mm à freins sans pare fil
Motorisation		LINAK IP 66 Télécommande verrouillable
Poids dispositif	120 cm - Version C	109kg / Version P : 115kg
	140 cm - Version C	114kg / Version P : 122kg