


À commander sur le site (35) Miniac-Morvan



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Matelas monobloc en mousse de polyuréthane Haute Résilience (HR)
- ▶ Densité HR  $\geq 27$  kg/m<sup>3</sup>
- ▶ Portance : 3,4 kPa
- ▶ Poids matelas : ~ 8,3 kg
- ▶ Dimension du matelas : 196 x [largeur choisie] x 14 cm
- ▶ Disponible en plusieurs largeurs de couchages : 70, 80, 90, 120, 140 cm
- ▶ Dimension couchage : 200 x [largeur choisie] cm
- ▶ 4 types de conditionnements : Roulé comprimé unitaire ou par 6, carton individuel ou palette sachet



## HEBERGEMENT

### INDICATION THÉRAPEUTIQUE

Confort du patient en situation d'alitement de quelques jours, se mobilisant seul et sans problème, à risque nul de développer une escarre

30 ≤ 130kg



NORMES NON FEU  
EN 597 part 1 & 2  
GPEM/CP D1-90 Classe D



85,00€ TTC avec PLV  
- CODE 6229703 -

### LES + PRODUIT

- Matelas conçu pour s'adapter à tous les types de lits médicalisés pour une position allongée en toute sécurité et confort
- Matelas réversible
- Matelas en une partie pour une bonne tenue sur le lit



Disponible en housse PU 3 cotés

HOUSSE	CARTON INDIVIDUEL	PALETTE SACHET (par 12 unités)	ROULÉ COMPRIMÉ	
			Unitaire	Par 6 unités
	VMH[largeur]HIP3_CA	VMH[largeur]HIP3_SC	VMH[largeur]HIP3_R1	VMH[largeur]HIP3_RC

Exemple : VMH100HIP3\_CA / VMA120HIP3\_SC ...